

UNIGLOVES BASIC Mundschutz (2002*)

Einweg OP-Mundschutz mit langem Band

Reißfeste Bänder zum Binden • 3-faches glasfaserfreies Filtermedium • latexfrei • Integrierter nickelfreier Nasenbügel

Artikelnummer und Farbe:

2002-B | Blau
2002-Y | Gelb
2002-G | Grün
2002-P | Pink
2002-W | Weiß



Xiamen EAN Protecting Products Co., Ltd.
No. 79-85 ZhenNan Rd3,
TongAn District, Xiamen,
Fujian, 36110, China
Made in China

EC REP

Unigloves (Germany)
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
Germany

Verpackung:

50 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere
Informationen
klicken Sie
bitte auf
das Bild



Zweckbestimmung

Bei dem Produkt handelt es sich um unsterilen Mundschutz, der im Umfeld des Patienten verwendet wird, um den Patienten und den Anwender vor Kontamination zu schützen.

Bakterien-Filterleistung (BFE)

BFE \geq 98% nach EN 14683, Typ IIR.

Maße

bei gebrauchsfertigem Mundschutz

Breite	95 \pm 2 mm
Länge	175 \pm 2 mm

Vorderseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	15 g/m ²

Innenschicht

Material	Stärke
„Melt Blown Filter“	25 g/m ²

Rückseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	30 g/m ²

Band

Material	Länge	Breite
100% Vliesstoff	400 \pm 10 mm	20 \pm 2 mm

Nasenbügel

Material	Länge	Breite
mit Kunststoff ummantelter Draht	125 \pm 2mm	2,5 \pm 0,5 mm

Qualitätssicherung

Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, enthalten keine Glasfasern und eignen sich für medizinische sowie zahnmedizinische Zwecke.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

